
synedra Web

Feature Übersicht
Version 3.1.0.x "Artemis"

© 2011

synedra information technologies

www.synedra.com

Inhaltsverzeichnis

1. Feature Übersicht	1
1.1. Allgemeine Features	1
1.2. Datensicherheit	1
1.3. Freigabe der Dokumente	1
1.4. Abruf der Dokumente für externe Benutzerinnen und Benutzer	2

1. Feature Übersicht

1.1. Allgemeine Features

- Web-Portal zur Verteilung von multimedialen Dokumenten (Befunde, Bilddaten, Videosequenzen...) an Ärzte und Institutionen außerhalb des Krankenhauses
- Kundenspezifische Designanpassung möglich (Kundenlogo kann eingefügt werden)

1.2. Datensicherheit

- Freigabe erfolgt für alle Benutzer einer Organisationseinheit oder, wenn gewünscht, für genau einen externen Benutzer
- Login erforderlich für interne und externe Benutzer
- Konfigurierbare Gültigkeitsdauer von Passwörtern
- Automatisches Ablaufdatum für jedes freigegebene Dokument
- Stornomöglichkeit für Freigaben
- Sicherheitsprotokolle
- Deaktivieren von Benutzern
- Auditieren von Dateizugriffen
- Serverseitige Datenverschlüsselung, HTTPS-Protokoll
- Betrieb der Applikation auf physikalisch getrennten Servern

1.3. Freigabe der Dokumente

- Automatische Freigabe über HL7-Kommunikation, z.B. für Dokumente aus dem KIS/RIS

- Manuelle Freigabe durch interne Benutzer in synedra View oder synedra Control
- Zusätzliche Textnachricht für externen Benutzer möglich
- Konfigurierbare Information in E-Mails
- Jede Freigabe erfolgt, wenn gewünscht, individuell für genau ein externes Benutzerkonto

1.4. Abruf der Dokumente für externe Benutzerinnen und Benutzer

- Externe Empfängerin oder externer Empfänger erhält E-Mail-Benachrichtigung, sobald neue Dokumente freigegeben werden
- Kontaktformular für externe Benutzerinnen und Benutzer ein- und ausblendbar, z.B. für das Anfordern von Befunden
- Benutzerspezifische Anmeldung bietet einfachen und sicheren Zugang über Internet
- Vorschaufunktion für Bild- und Videodaten
- Download-Funktion, optionale Integration mit synedra View