

---

# synedra View Embedded

Version 18 "Apollon"

© 2018

synedra information technologies

[www.synedra.com](http://www.synedra.com)

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Feature Übersicht .....	1
1.1. Key-Features im Überblick .....	1
1.2. Technische Daten .....	2

## 1. Feature Übersicht

synedra View Embedded dient zur Darstellung von Bildern und anderen Multimediadaten und wird als Plugin in Fremdanwendungen integriert. synedra View Embedded ist aber auch als schneller und effizienter Standalone-Viewer verfügbar.

### 1.1. Key-Features im Überblick

#### **Vielseitige Aufruf- und Ladeoptionen:**

- Aufruf aus Fremdanwendungen über Active X Controls oder Kommandozeile möglich
- Aufruf als Standalone-Viewer über URL-Aufruf möglich
- Unterstützt Reference Pointer
- Laden von Daten aus synedra AIM, über http oder vom Dateisystem
- Gleichzeitiger Aufruf mehrerer URLs über "multi"-URL

#### **Effizienter und sicherer Benutzer-Login:**

- Unterstützt Login in die Healthcare Content Management Platform synedra AIM
- Angabe einer Benutzer-Funktion bei der Anmeldung möglich; Benutzer erhalten eine eingeschränkte Sicht auf das Programm oder können explizit zusätzliche Rollen anfordern
- Unterstützt Anmeldung über Single-Sign-On mit Kerberos

#### **Umfangreiche Betrachtungsmöglichkeiten:**

- Unterstützt die Anzeige von DICOM-Daten, PDFs sowie von allen gängigen Bild- und Videoformaten
- Dokumentenvorschau mit Vorschaubildern für alle geladenen Inhalte
- Unterstützt Viewer-Werkzeuge, Video-Streaming, MPR
- Integrierte Patientenaktenansicht mit zahlreichen Filtermöglichkeiten, um die Ansicht auf bestimmte Dokumente einzuschränken
- Öffnen von Dokumenten in synedra View zur weiteren Bearbeitung möglich
- Benutzeroberfläche mit automatischer Spracherkennung

## 1.2. Technische Daten

- Plattformunterstützung: Windows 32-Bit und 64-Bit



### Hinweis

Detaillierte Informationen zu den Betrachtungsfeatures von synedra View Embedded entnehmen Sie bitte der Feature-Liste von synedra View.