
synedra Import

Aperçu des fonctions

Version 18 "Apollon"

© 2018

synedra information technologies

www.synedra.com

Table des matières

1. Aperçu des fonctions	1
1.1. Aperçu des fonctions-clés	1
1.2. Spécifications techniques	2

1. Aperçu des fonctions

synedra Import est une application spécialisée permettant l'archivage facile de données d'images et multimédia différentes ainsi que de documents dans synedra AIM, la plateforme de gestion du contenu des soins de santé.

1.1. Aperçu des fonctions-clés

Orienté au workflow :

- Archivage de données d'images et multimédia
- PrintToPDF (création d'une copie numérique en forme de PDF) p. ex. pour archiver un rapport diagnostique créé dans MS Word et l'imprimer ensuite. Par ailleurs, vous avez l'option d'archiver les documents immédiatement ou à un moment ultérieur. Vous pouvez également fusionner plusieurs documents PDF à archiver en un document PDF et archiver celui-ci, ceci en une étape.
- ScanToDICOM (scanner et archiver), p. ex. pour archiver des images radiographiques numérisées via une interface TWAIN
- Traitement par lots à l'aide d'une interface utilisateur sur mesure (High-Volume-Scanning)

Nombreuses possibilités de visualisation et d'édition :

- Affichage direct de tous les formats d'images courants et de documents au format PDF
- Viewer PDF intégré doté de nombreuses fonctions : recherche, ajustement de page et de largeur, mise à l'échelle, impression, ...

- Sélection complète de fonctions de visualisation d'images : fenêtrage, zoom, loupe, shutter, déplacement, rotation, miroir, ...
- Tous les affichages de texte contenus dans l'image peuvent être agrandis et réduits indépendamment l'un de l'autre
- L'utilisation des boutons de la souris peut être personnalisée
- Les raccourcis clavier peuvent être configurés individuellement permettant un accès rapide aux outils et aux fonctions ; à l'intention des utilisateurs-clés

Attribution efficace d'un contexte et archivage rapide :

- Différentes possibilités pour créer le contexte du patient et de l'examen
 - Liste de travail
 - Recherche de patient dans l'archive synedra AIM
 - Lecteur de code-barres
 - Intégration du SIH via un appel acquireDocument
 - Entrée manuelle
- Archivage de documents, de containers individuels et d'études individuelles
- Signature/(re)archivage de documents PDF
- Les documents peuvent être dotés de mots-clés avant l'archivage

Options multiples de mise à jour et de connexion :

- Installateur silencieux pour le déploiement sans intervention de l'utilisateur
- Mise à jour des clients basée serveur, configurable individuellement (aussi via serveur proxy)
- Installation automatique des corrections d'erreurs (bugfixes) à la fermeture du programme
- Connexion sans saisie de l'utilisateur et du mot de passe par voie d'une authentification unique avec Kerberos

Interface utilisateur claire et personnalisable :

- Interface utilisateur réduite permet une utilisation intuitive
- Disponible en allemand, anglais, français, russe et turc
- Le design peut être personnalisé

Intégré dans les technologies de l'information et la technologie médicale :

- Prise en charge de HTTPS pour les mises à jour logicielles et les appels de service Web
- Intégration de synedra Import avec le SIR, le SIH ou des applications Web aussi depuis des environnements de serveurs de terminaux

1.2. Spécifications techniques

- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, Windows 7 x64, Windows 10, Windows 10 x64

- Peut être installé comme application native 64-bits ; pour une performance optimisée et un chargement rapide