
synedra View Embedded

Aperçu des fonctions

Version 18 "Apollon"

© 2018

synedra information technologies

www.synedra.com

Table des matières

1. Aperçu des fonctions	1
1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil	1
1.2. Spécifications techniques	2

1. Aperçu des fonctions

synedra View Embedded est utilisé pour afficher des images et des données multimédia et est intégré en tant que plug-in dans des applications tierces. synedra View Embedded est également disponible en tant que visualiseur autonome rapide et efficace.

1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil

Options d'appel et de chargement multiples :

- Appel à partir d'applications tierces via Active X Controls ou ligne de commande possible
- Appel comme visualiseur autonome via URL possible
- Prise en charge de Reference Pointers
- Chargement de données à partir de synedra AIM, via HTTP ou à partir du système de fichiers
- Appel simultané de plusieurs URLs via « multi » URL

Connexion efficace et sécurisée des utilisateurs :

- Prise en charge de la connexion à la plate-forme de gestion de contenu de soins de santé synedra AIM
- Possibilité de spécifier une fonction d'utilisateur lors de la connexion ; les utilisateurs ont une vue restreinte du programme ou peuvent demander explicitement des rôles supplémentaires
- Connexion sans saisie de l'utilisateur et du mot de passe par voie d'une authentification unique avec Kerberos

Nombreuses possibilités de visualisation :

- Prend en charge l'affichage de données DICOM, PDFs ainsi que de tous les formats d'image et vidéo courants
- Aperçu de documents avec images d'aperçu pour tous les contenus chargés
- Prend en charge les outils de visualisation, streaming vidéo, MPR
- Affichage du dossier patient intégré avec de nombreuses options de filtrage pour limiter l'affichage à des documents spécifiques
- Ouverture de documents dans synedra View pour un traitement ultérieur possible
- Interface utilisateur avec reconnaissance vocale automatique

1.2. Spécifications techniques

- Prise en charge des systèmes d'exploitation suivants : Windows 32-Bit et 64-Bit



Note

Pour de plus amples informations à propos des fonctions de visualisation de synedra View Embedded, voir la liste des fonctions de synedra View.