

synedra Import

Version 22 "Niobe"

© 2022 synedra information technologies

Date de sortie : 2022-08-03

Table des matières

1. Aperçu des fonctions	1
1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil	1
1.2. Spécifications techniques	2

1. Aperçu des fonctions

synedra Import est une application spécialisée qui permet d'archiver facilement des images et des données multimédia ainsi que des documents dans synedra AIM, la plateforme de gestion des données de santé de synedra.

1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil

Orienté au workflow :

- Archivage facile de données d'images et multimédia
- Archivage facile d'e-mails depuis MS Outlook sous forme de document PDF/A
- PrintToPDF (création d'une copie numérique au format PDF), p. ex. pour archiver un rapport diagnostique créé dans MS Word et l'imprimer en option. Par ailleurs, vous avez l'option d'archiver les documents immédiatement ou à un moment ultérieur. Vous pouvez également fusionner plusieurs documents PDF à archiver en un document PDF et archiver celui-ci, ceci en une étape.
- ScanToDICOM (scanner et archiver), p. ex. pour archiver des radiographies numérisées via une interface TWAIN
- Traitement par lots à l'aide d'une interface utilisateur adaptée (High-Volume-Scanning)

Nombreuses possibilités de visualisation :

- Affichage direct de tous les formats d'images courants et de documents au format PDF
- Viewer PDF intégré doté de nombreuses fonctions : recherche, ajuster la page et la largeur, imprimer, supprimer, fractionner le document PDF, ...

- Large gamme de fonctions de visualisation d'images : fenêtrage, zoom, loupe, volet, déplacement, rotation, miroir, ...
- L'utilisation des boutons de la souris peut être personnalisée
- Utilisation configurable des raccourcis clavier pour un accès efficace aux outils et aux fonctions ; à l'intention des utilisateurs-clés

Attribution de contexte et archivage efficaces :

- Différentes options pour créer le contexte de patient et d'examen
 - Liste de travail
 - Recherche de patients dans synedra AIM
 - Lecteurs de code-barres
 - Intégration du SIH via un appel acquireDocument
 - Entrée manuelle
- Archivage de documents, de containers individuels et d'études individuelles
- Traitement de fichiers d'index – les fichiers référencés sont chargés en appliquant le contexte approprié
- Signature/(re)archivage de documents PDF
- Attribution de métadonnées telles que des mots-clés, des classes de documents

Options multiples de mise à jour et de connexion :

- Installateur silencieux pour un déploiement sans intervention d'utilisateur
- Mise à jour des clients configurable individuellement, basée serveur (aussi via serveur proxy)
- Installation automatique des corrections d'erreurs (corrections de bogues) à la fermeture du programme
- Ouverture de session sans saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe par voie d'une authentification unique avec Kerberos possible

Interface utilisateur conviviale et personnalisée :

- Interface utilisateur réduite permet une utilisation intuitive
- Disponible en allemand, anglais, français et russe
- Le design peut être personnalisé

Intégré dans l'informatique et la technologie médicale :

- Prise en charge de HTTPS pour les mises à jour logicielles et les appels de service Web
- Intégration de synedra Import avec le SIR, le SIH ou des applications Web même depuis des environnements de serveurs de terminaux

1.2. Spécifications techniques

- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 10, Windows 10 x64

synedra Import

- Peut être installé comme application native 64 bits ; pour une performance optimisée et un chargement rapide