

synedra Web

Version 22 "Niobe"

© 2022 synedra information technologies

Date de sortie : 2022-08-03

Table des matières

1. Aperçu des fonctions	1
1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil	1
1.2. Informations techniques	2

1. Aperçu des fonctions

1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil

Accès universel et sécurisé :

- Notification par e-mail configurable avec un lien vers les données dès que celles-ci ont été partagées
- Accès universel aux données via navigateur Internet (voir Informations techniques)
- Accès sécurisé via une authentification à deux facteurs
- Transmission cryptée des données

Fonctions de recherche et de chargement :

- Recherche de patients avec champs de recherche avancés : date de l'examen, modalité, description...
- Prise en charge de la numérisation à codes-barres sur les appareils mobiles pour une recherche de patients sans saisie manuelle

Nombreuses possibilités de visualisation dans le webviewer :

- Viewer multiformats (DICOM, DICOM multiframe, jpg, jpeg, png, gif, xml, pdf, PDF intégrés en DICOM, documents CDA avec PDF intégrés)
- Prise en charge de défilement, fenêtrage, zoom, déplacement, mesures de longueur et d'angle, annotations de flèche et de texte, synchronisation
- Fenêtres prédéfinies pour les examens CT : fenêtre d'os, fenêtre de poumons...
- Les séries et les images individuelles peuvent être affichées l'une à côté de l'autre

- Vue configurable du dossier patient avec les options d'affichage suivantes :
 - Classement de documents par ordre chronologique, par cas, en catégories etc.
 - Affichage des documents en état développé/réduit
 - Filtrage des documents indésirables

Partages contrôlés et sécurisés :

- Partage automatique via communication HL7, p. ex. des documents du SIH/SIR
- Partages manuels par les utilisateurs internes dans synedra View ou synedra Control Center
- Partage manuel à l'attention des médecins sans ou avec compte synedra Web directement à partir de la boîte de réception synedra Web ou de la liste des résultats de recherche
- Les documents sont partagés au niveau de l'unité d'organisation
- Date d'expiration configurable et option d'annulation des partages

Optimisé pour une utilisation sur des équipements terminaux mobiles :

- Responsive design – s'adapte à la taille de l'écran
- Prise en charge d'écrans notch (= encoches pour les capteurs, la caméra, le bouton d'accueil...)
- Webviewer basé HTML5 – optimisé pour les écrans tactiles
- Zero Footprint – la visualisation native s'effectue sans installation dans le navigateur web

Fonctions spéciales :

- Fonction d'impression pour documents au format portrait A4
- Fonction de téléchargement (download)
- Fonction de téléchargement (upload) (photos, documents, images)
- Création d'entrées de liste de travail ad hoc
- Design personnalisable, par ex. insertion du logo du client
- Intégration optionnelle dans des applications tierces, par ex. dans une application SIH, en mode Embedded
- Intégration optionnel avec synedra View Professional

1.2. Informations techniques

- Pour ordinateurs, tablettes et smartphones à partir d'une diagonale d'écran de 4 pouces
- Adapté aux appareils Android et iOS
- Prise en charge des versions actuelles de tous les navigateurs web courants : Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari et Microsoft Edge
- Disponible en allemand, anglais et français

synedra Web

- Sur les appareils Android, synedra Web peut être utilisé comme application web progressive. Une connexion HTTPS est nécessaire.