

synedra Web Patient

Version 22 "Niobe"

© 2022 synedra information technologies

Date de sortie : 2022-08-03

Table des matières

1. Aperçu des fonctions	1
1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil	1
1.2. Informations techniques	2

1. Aperçu des fonctions

1.1. Fonctions-clés en un coup d'œil

Accès universel et sécurisé :

- Accès universel aux données via navigateur Internet (voir Informations techniques)
- Accès sécurisé via une authentification à deux facteurs
- Transmission cryptée des données
- Espace de login personnel

Nombreuses possibilités de visualisation dans le webviewer :

- Viewer multiformats (DICOM, DICOM multiframe, jpg, jpeg, png, gif, xml, pdf, PDF intégrés en DICOM, documents CDA avec PDF intégrés)
- Outils de visualisation d'images : zoom, fenêtres, défilement, synchronisation
- Fonctions de téléchargement

Optimisé pour une utilisation sur des équipements terminaux mobiles :

- Responsive design – s'adapte à la taille de l'écran
- Prise en charge d'écrans notch (= encoches pour les capteurs, la caméra, le bouton d'accueil...)
- Webviewer basé HTML5 – optimisé pour les écrans tactiles
- Zero Footprint – la visualisation native s'effectue sans installation dans le navigateur web

1.2. Informations techniques

- Pour ordinateurs, tablettes et smartphones à partir d'une diagonale d'écran de 4 pouces
- Adapté aux appareils Android et iOS
- Prise en charge des versions actuelles de tous les navigateurs web courants : Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari et Microsoft Edge
- Disponible en allemand, anglais et français
- Sur les appareils Android, synedra Web Patient peut être utilisé comme application web progressive.