

synedra Web Patient

© 2022 synedra information technologies
Alle Informationen im Dokument vorbehalten Änderungen
Ausgabedatum: 2022-08-02
synedra Web Patient 22.0.0

Inhaltsverzeichnis

1. Feature-Übersicht	1
1.1. Key-Features im Überblick	1
1.2. Technische Informationen	2

1. Feature-Übersicht

1.1. Key-Features im Überblick

Universeller und sicherer Zugriff:

- Universeller Zugriff auf die Daten via Internet-Browser (siehe Technische Informationen)
- Sicherer Zugriff mittels 2-Faktor-Authentifizierung
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Persönlicher Login-Bereich

Umfangreiche Betrachtungsmöglichkeiten im Webviewer:

- Multiformat-Viewer (DICOM, DICOM Multiframe, jpg, jpeg, png, gif, xml, pdf, in DICOM eingebettete PDFs, CDA-Dokumente mit eingebetteten PDFs)
- Werkzeuge für die Bildbetrachtung: Zoom, Fenstern, Blättern, Synchronisieren
- Upload- und Download-Funktion

Optimiert für die Nutzung auf mobilen Endgeräten:

- Responsive Design – passt sich an die Bildschirmgröße an
- Unterstützt Displays mit Notches (= Aussparungen für Sensoren, Kamera, Home-Button...)
- HTML5-basierter Webviewer – optimiert für Touch-Bedienung

- Zero-Footprint – native Betrachtung erfolgt ohne Installation im Webbrowser

1.2. Technische Informationen

- Für PCs, Tablets und Smartphones ab einer Bildschirmdiagonale von 4 Zoll
- Geeignet für Android- und iOS-Geräte
- Unterstützt aktuelle Versionen aller gängigen Webbrowser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari und Microsoft Edge
- Verfügbar auf Deutsch, Englisch und Französisch
- Auf Android-Geräten kann synedra Web Patient als Progressive Web App betrieben werden.